

GELIT1.RU / ПРОДУКЦИЯ

Капиллярная течь

БГ.63.002.00.000-01

Компактное исполнение семейства БГ с выходным патрубком Ø10 мм

Капиллярные и регулируемые течи	Вакуумный метод	Щуповой метод с адаптацией	Патрубок Ø10 мм
---------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------



Исполнение -01 предназначено для формирования контрольного потока через стеклянный капилляр. Требуемый поток получают заправкой и калибровкой конкретного экземпляра в пределах диапазона исполнения.

Актуальная карточка изделия: <https://gelit1.ru/catalog/bg-63-002-01/>

Технические данные

Диапазон потока	от $1,33 \cdot 10^{-8}$ до $1,33 \cdot 10^{-5}$ Па·м ³ /с
Относительная погрешность	±30 %
Интервал калибровки	3-12 месяцев
Габариты	280 × 90 × 50 мм
Присоединение	Патрубок Ø10 мм
Заправочный штуцер	M16×1,5
Рабочее давление	0,1-1,0 МПа
Рабочие газы	Гелий, SF ₆ , азот, аргон, хладагенты - по заказу
Страна производства	Россия

Области применения

- контроль малых утечек в вакуумной схеме
- настройка течеискательной аппаратуры
- встраивание в испытательный стенд через патрубок

Как выбрать и заказать

- Укажите требуемый газ, рабочее давление и поток.
- Согласуйте переход от патрубка Ø10 мм к измерительной системе.
- Запросите документ с фактическим потоком и условиями его определения.

Границы применения данных

- Указанный диапазон не является одним типовым номиналом.
- Пересчёт между газами требует подтверждённой модели или отдельной калибровки.
- Интервал калибровки выбирают по исполнению и условиям эксплуатации.

Основание данных

Данные изготовителя по исполнению -01

- Технические данные изготовителя БГ.63.002.00.000-01
- Документ калибровки конкретного экземпляра

Связанные материалы

- Семейство БГ
- Переходник П-КФ25
- Выбор меры потока

Важно

Этот каталог помогает выбрать исполнение, но не заменяет паспорт, документ калибровки или свидетельство о поверке конкретного экземпляра. При расхождении приоритет имеет документ поставляемого изделия.